

1. 로그인 화면

(1) 비밀번호 입력창 공개 / 비공개 설정

- MaterialCommunityIcons
- **eye / eye-off**로 표현
- 비밀번호 비공개를 디폴트로 지정

2. 회원가입

(2) 회원가입창 이동

(3) 회원 태입 분리

- 사회복지사 / 가족으로 분리
- 회원 태입별 같은 페이지 내 접근할 수 있는 권한을 다르게 설정

(4) 중복 확인

- 입력 전에는 버튼을 비활성화 처리하기 위해 회색으로 표현

(5) 자격 번호

- 사회복지사 가입 화면에만 적용

① 아이디
② 비밀번호
③ 로그인
④ 중복 확인
⑤ 자격번호

1. 로그인 화면

(1) 비밀번호 입력창 공개 / 비공개 설정

- MaterialCommunityIcons
- **eye / eye-off**로 표현
- 비밀번호 비공개를 디폴트로 지정

(2) 회원가입창 이동

2. 회원가입

(3) 회원 태입 분리

- 사회복지사 / 가족으로 분리
- 회원 태입별 같은 페이지 내 접근할 수 있는 권한을 다르게 설정

(4) 중복 확인

- 입력 전에는 버튼을 비활성화 처리하기 위해 회색으로 표현

(5) 자격 번호

- 사회복지사 가입 화면에만 적용

2. 회원가입

(1) 버튼 활성화

- 입력 시 메인 색(#FED7C3) 제공

(2) 자격번호 인증 시 비활성화

- 자격번호는 고유 키로서 개인정보와 동일
- 인증 후 수정이 불가능하게 버튼을 비활성화시키고 입력 폼을 고정

회원 가입

아이디
ssafytester

비밀번호
비밀번호는 8자 이상 입력해주세요

비밀번호 확인
같은 비밀번호를 입력해주세요

이름
이름

자격번호
volunteer_0001

핸드폰 번호
010-1234-5678

가입하기

회원 가입

아이디
ssafytester

비밀번호
비밀번호는 8자 이상 입력해주세요




비밀번호 확인
같은 비밀번호를 입력해주세요

이름
이름

자격번호
volunteer_0001

핸드폰 번호
010-1234-5678

가입하기



2. 회원 가입

(1) 버튼 활성화

- 입력 시 메인 색(#FED7C3) 제공


(2) 자격번호 인증 시 비활성화

- 자격번호는 고유 키로서 개인정보와 동일
- 인증 후 수정이 불가능하게 버튼을 비활성화시키고 입력 폼을 고정

(3) 커스텀 Alert

- 폰트와 메인 색 등을 기획 단계에서 지정해놓았기 때문에 해당 컨셉에 맞추어 Alert를 커스터마이징

3. 메인 페이지



(1) 정렬

- 이름 순, 나이 순(역순도 가능)

(2) 등록 및 삭제 버튼

- 좁은 공간으로 인해 아이콘을 활용해 기능 접근

(3) 원클릭 삭제

- 삭제하고 싶은 정보들을 선택해 삭제하는 원클릭 삭제 기능

(4) Navbar 대신 버튼

- 가족 등록(및 확인), 단체 메시지 기능을 제외한 나머지 기능들은 상세 페이지를 통해 연결되어 있어 간단하게 버튼을 통해 처리

4. 노인 등록 페이지

(1) 일괄 등록 서비스

U+ 8:21 64%

U+ 8:21 64%

담당 어르신 등록

담당 어르신 등록

이름 성별

김경민 남 여

생년월일

1923-10-20

주소

서울특별시 강남구

핸드폰 번호

010-9929-3383

저장

저장

1. 김경민 1923-10-20


최종 저장

+

+

- 정보 저장 시 아래 하나의 바로 확인할 수 있게 하고, 여러 명을 한 번에 등록할 수 있게 최종 저장 버튼을 따로 만듦

5. 노인 상세 페이지



(1) 오늘의 감정 상태

- 상세 페이지 들어올 시 오늘의 감정 상태 바로 확인 가능



(2) 상세 감정 분석으로 이동

- 일주일 감정 분석 제공

(3) 일정 페이지로 이동

- 일정 제공 및 등록

6. 감정 상세 페이지






(1) 최근 1주일 감정 통계

- 긍정은 빨강, 부정은 파랑으로 표현
- 강한 긍정 혹은 부정으로 갈수록 투명도를 1에 가깝게 하여 강도를 표현
- 감정 점수는 바를 클릭하면 확인 가능

(2) 감정 로그 확인

- 최근 대화 로그부터 공개
- 검색창을 통해 날짜를 입력하면 해당 날짜의 대화 로그를 확인할 수 있음
- 대화에 기록된 점수는 5가지 표정으로 표현

7. 가족 등록 페이지



8. 알림

(1) 알림

- 포그라운드, 백그라운드 알림 동시 구현
- 백그라운드에서 낙상 감지 및 가족 승인 알림 보냄